


创新组学・开创未来

下一步分析建议

基于单细胞转录组测序的下一步分析建议









声明

欧易生物在此声明:

- 一、本方案仅供客户作为项目研究的参考。
- 二、本方案不排除以下可能:
- 1) 方案存在未列入其中的项目风险;
- 2) 方案的合理性和可行性存在部分疏漏;
- 3) 项目的实际结果产出与预期存在一定程度的偏差;
- 4) 项目存在其他未知的风险因素。
- 三、项目实际实施方案,请客户根据具体情况予以确定。

一、分析方向和注意点:

- 1. 没有对照组的项目
- 2. 有不同分组的项目
- 3. 注意点

单细胞转录组数据挖掘视频链接: https://www.bilibili.com/video/BV1Xa41127B6/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

方向1:没有对照的项目(只有一个分组)

下一步分析建议:

- 1. 细胞类型鉴定:报告中的reference celltype结果,不建议直接用与后续分析,仅供参考。因此需要老师参考一发表文章的标志基因,进行进一步鉴定后(可以loupe软件鉴定),再安排下游分析(细胞类型鉴定可以联系欧易公司技术支持辅助鉴定);
- 2. 图谱分析:

2.1 有研究基础,用单细胞验证的项目:

- 1) 如果有重点关注的细胞类型,可以直接对关注细胞做降维聚类分析,探究细胞亚型特征(如果没有,每种细胞类型的细胞数量不低于100个,都可以根据情况做亚型分析);
- 2) 关注亚型的基因表达及GO/KEGG富集情况(这部分可以做top marekr筛选或富集分析),探究前期关注的基因在亚群中的表达情况,作为验证;
- 3)针对具有亚型之间存在功能转化(如naïve T向Exhusted T转化)的细胞,可以做拟时序分析,探究分化/转化轨迹,并挖掘调控基因,关联其他组学看不到的信息,可以考虑通过基因或者通路关联(比如不同组学都验证了同一条通路或基因的关键作用);

方向1:没有对照的项目(只有一个分组)


- 4)关键的信息,受到哪些TF的调控,及这些TF主要是集中在那一群关键的细胞,可以来考虑通过scenic分析来实现;
- 5)探究不同细胞类型/亚型之间的通讯信号交流,明确这些细胞的变化,受到哪些影响,可以通过 cellphoneDB或cellchat实现。

2.2 没有研究基础-针对难收/珍贵临床样本等:

- 1)可以采用泛分析,即尽可能详细的分析,将每种细胞类型分别做subcluster分析,探究其基因表达,功能, 富集通路等信息
- 2) 其他分析参考上述2) -5) 的分析内容
- 3) 这类项目如果要发高分文章,尽量结合临床,如已知疾病相关基因和各细胞类型/亚型的相关性、基于单细胞筛选的marker,结合TCGA/公开发表的相关数据进行联合分析,预测生存曲线等。

方向1:没有对照的项目(只有一个分组)

技术路线参考



方向2: 有不同分组的项目

主要针对:健康/对照,KO/WT,不同时间点,疾病亚型,不同治疗阶段等

下一步分析建议:

- 1. 细胞类型鉴定:报告中的reference celltype结果,不建议直接用与后续分析,仅供参考。因此需要老师参考一发表文章的标志基因,进行进一步鉴定后(可以loupe软件鉴定),再安排下游分析(细胞类型鉴定可以联系欧易公司技术支持辅助鉴定);
- 2. 普筛 (泛分析) -针对没有明确关注点的老师
- 1) 基于1的结果,首先统计分析各细胞类型在组间的差异(主要看比例差异,或各细胞类型的差异基因),这些差异的细胞,考虑和要探究的生物学问题具有相关性;
- 2)基于差异的细胞,可以考虑进行亚型分析,从subcluster角度出发,分析某种细胞类型的异质性,找到和XXX疾病具有显著相关的细胞亚型,探究其基因表达和功能特征,尤其相关通路和功能的富集情况;
- 3) 鉴于某些细胞亚型可能存在比较大的组间差异,而这些亚型细胞可能由于其他细胞亚型转化而来,因此,可以考虑做拟时序,进一步挖掘不同功能亚型之间的转化/细胞分化,与疾病进展/发育过程的关系,并筛选轨迹调控的关键基因。这一步也可以考虑基于先验知识,对存在分化关系的细胞之间进行伪时间分析;

方向2:有分组的项目


- 4)疾病的发生发展,甚至是发育过程,在机体内是一个连续的动态变化网络,因此在后续分析的过程中,可能会发现很多细胞类型甚至亚型都存在变化,那么这些变化的细胞之间是否存在信号交流,**可以考虑通过细胞通讯分析构建相关细胞的相互作用网络,探究细胞间关键的配体-受体信息,比较XX组和XXX组组间细胞通讯网络构成的差异**;
- 5) 此外,对于泛分析的项目,可以考虑从宏观角度分析某种细胞类型/亚型中转录因子的调控网络,为下游验证/临床转化的biomarker库储备信息。
- 3. 有明确分析目标-针对特定细胞类型/分选某种细胞类型分析
- 1) 即使分选的细胞, 最好也做一下鉴定, 避免分选纯度不高导致杂细胞混进来;
- 2)针对重点关注的细胞做subcluster分析,探究亚群的异质性及在不同分组中的差异。对于通过单细胞数据验证的老师,可能会基于前期验证的基因,对subcluster的结果进行分类,如分成geneA+XX cells或gene A-XX cells
- 3) 其余分析思路和上述2) -5) 一致。

方向2:有分组的项目

- 4. 后续验证 (提高文章影响因子的重要方式)
- 1) 简单的验证,可增加免疫荧光实验,流式等;
- 2)深入的验证,可在细胞层面进行敲降,过表达,共培养等;或针对关键的基因进行敲除,过表达等造模实验。

方向2:有分组的项目

技术路线参考




注意点

1. 细胞亚型鉴定和命名原则是什么?


亚型命名,因其个性化程度比较高,需要老师自己完成

- 1)有明确的细胞亚型名字的,可以直接参考文献中的基因进行鉴定,如T亚型可分为naïve,memory, Cytotoxic等;
- 2)对于没有公认亚型名称,且存在异质性的细胞,可以考虑直接按照无监督聚类得到的subcluster进行分析
- 3) 基于2) ,也可以从top基因中挑选相关基因,对其subcluster命名,如geneA+XX cells;
- 4)对于有明确关注基因的老师,可以来考虑通过对应的基因,将subcluster按照geneA+/hi/lo XX cells进行标记。
- 2. 什么情况下可以考虑用拟时序分析?
- 1) 已知存在分化关系的细胞
- 2) 针对细胞亚型,组间存在差异的亚型之间
- 3. 如何基于细胞间通讯分析结果筛选想要的信息?
- 1) 锁定细胞类型
- 2) P<0.05, 表达量/通讯概率越高越好

二、分析内容参考——单细胞转录组之数据质控和标准化分析



10x Genomics 官方软件 Cell Ranger




二次质控

- 剔除异常数据;
- ▶ 剔除多细胞、双细胞或者未结合上细胞的数据;
- > 剔除死细胞等。


参考: 分样本进行单细胞转录组测序, 数据质控和标准化分析 (墨卓或其他平台分析思路基因一致)。

二、分析内容参考——单细胞转录组之降维聚类和marker鉴定




参考:将合格的细胞按照基因表达谱相似性进行聚类分析,不同群细胞以不同颜色区分,并鉴定marker基因。


二、分析内容参考——单细胞转录组之细胞类型鉴定和占比




参考:以人工注释为主,数据集鉴定为辅,鉴定各组样本细胞类型,探究不同分组间的细胞组成和占比等。后续可针对这些差异的细胞类型进行亚型的划分。

二、分析内容参考——单细胞转录组之差异基因和富集分析











参考:可重点关注前述差异的细胞细胞类型/亚型。分析在这些细胞/细胞亚型中差异基因或通路并加以挖掘和验证。

二、分析内容参考——单细胞转录组之拟时序分析










图中的每个点代表一个细胞,具有相似细胞状态的细胞被聚到一起,不同颜色标注的是不同的细胞状态,每个分支点代表着一个可能的细胞生物学过程决策点。

拟时序分析

参考:针对前述差异的细胞类型/重点关注的细胞,进行拟时序分析,可以帮助判断不同处理之间指定细胞类型的变化轨迹,相对应的在这个过程中基因的变化,而这些变化的基因是否与疾病发生相关呢?推测疾病发生过程中细胞亚型的变化轨迹。


二、分析内容参考——单细胞转录组之SCENIC分析


- 1. 识别单细胞转录组数据中的转录因子及其靶基因,鉴定Regulon;
- 2. 找到共同调控下游基因,负责细胞功能的高关联性Regulon;
- 3. 构建不同细胞类型中的基因调控网络;
- 4. 确定维持细胞特性的重要调控子。




参考:探究关键细胞群中相关的调控子,寻找关键转录因子,从该角度进行解析。

二、分析内容参考——其他个性化分析











THANKS FOR LISTENING

感谢观看



© oebiotech.2022 | 上海欧易生物医学科技有限公司